

Escute mais com o novo Littmann® Cardiology IV™

- Capacidades acústicas extraordinárias com melhor audibilidade dos sons de alta frequência (lado para adultos, pressão firme).
- Diafragma sintonizável: escute sons de alta ou baixa frequência, apenas ajustando ligeiramente a pressão no auscultador.
- Tubo com lúmen duplo: a utilização de um só tubo com duas vias sonoras elimina o ruído de fricção criado pelos tubos duplos tradicionais.
- Os tubos de nova geração têm uma duração superior e são resistentes a manchas. Não contêm látex de borracha natural ou plastificantes à base de ftalatos.



Detalhes do produto

O Estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ foi concebido para médicos que necessitam de um desempenho acústico soberbo combinado com uma versatilidade excepcional. O seu design inovador possui um diafragma sintonizável de peça única de cada lado do auscultador.

O Estetoscópio 3M™ Littmann® Cardiology IV™ é a nova geração de um dos estetoscópios mais reconhecidos da profissão médica, proporcionando um desempenho acústico superior com melhor audibilidade dos sons de alta frequência (lado para adultos, pressão firme).

O distinto auscultador em forma de cálice possui diafragmas sintonizáveis de ambos os lados para garantir um desempenho acústico soberbo, maior versatilidade no diagnóstico e a conveniência de poder ser utilizado em doentes adultos e pediátricos.

O lado pediátrico do auscultador converte-se numa tradicional campânula aberta através da remoção do diafragma sintonizável e da sua substituição pelo aro de membrana anti-frio em forma de campânula (incluído).

Ambos os lados do auscultador possuem diafragmas de peça única que são fáceis de remover, montar e limpar, porque as superfícies são suaves e isentas de sulcos.

A tecnologia do diafragma sintonizável – uma invenção da 3M – permite que os médicos ouçam sons de várias frequências, ajustando simplesmente a pressão no auscultador. Aplique uma pressão suave no auscultador para ouvir os sons de baixa frequência; aplique um pouco mais de pressão para ouvir os sons de alta frequência. Esta funcionalidade permite que o médico disponha de mais tempo para se concentrar no doente, enquanto o aro de membrana anti-frio aumenta o conforto do doente.

A tensão dos auriculares é facilmente ajustável para se adaptar ao tamanho da sua cabeça e obter o maior conforto, bastando cruzar ou separar os tubos auriculares. As olivas de ajuste preciso e isolamento suave adaptam-se a cada ouvido para proporcionarem uma selagem acústica excelente e um ajuste confortável.

As olivas encaixam firmemente nas extremidades dos tubos auriculares e, para maior segurança, é necessário um esforço significativo para as remover.

O tubo com lúmen duplo combina duas vias sonoras num tubo, eliminando o ruído de fricção que os tubos duplos tradicionais criam. Esta característica permite ao médico ouvir sons do doente com menos interferências.

Os tubos de nova geração são resilientes e mantêm a forma e a flexibilidade mesmo depois de dobrados e colocados no bolso. Estes tubos proporcionam uma duração superior do estetoscópio, devido à maior resistência aos óleos da pele e ao álcool, tendo uma menor probabilidade de ficarem manchados.

Não contém látex de borracha natural, o que é uma vantagem para os médicos e os seus doentes sensíveis a este material. Além disso, para desempenharem o seu papel na proteção da saúde humana e do ambiente, os tubos de nova geração não são fabricados com plastificantes à base de ftalatos.

O estetoscópio Cardiology IV não se destina apenas a cardiologistas. Pode ser utilizado por especialistas e médicos de clínica geral, enfermeiros dos serviços de urgência, técnicos de emergência médica e outros profissionais de cuidados de saúde para identificarem, ouvirem e estudarem sons do coração, dos pulmões e de outras partes do corpo em doentes adultos e pediátricos.

O estetoscópio Cardiology IV é fabricado nos E.U.A. e tem o suporte de uma garantia de sete anos.

É fornecido com grandes e pequenas olivas de isolamento suave, grandes olivas firmes, aro de membrana antifrio em forma de campânula e instruções.

Os Estetoscópios 3M™ Littmann® são utilizados em todo o mundo por milhões de profissionais médicos dedicados a obter os melhores resultados para os doentes. Os estetoscópios Littmann proporcionam um desempenho acústico soberbo, uma qualidade consistentemente elevada e um valor excepcional. A utilização de um estetoscópio Littmann é uma demonstração da sua dedicação à medicina e ao sucesso pessoal.

As características avançadas do estetoscópio Cardiology IV ajudam-no a fazer mais



A **melhor audibilidade** dos sons de alta frequência* ajudá-lo-á a conhecer melhor a condição dos seus pacientes



Os **diafragmas sintonizáveis de peça única** permitem-lhe ouvir sons de alta e baixa frequência no lado para adultos e pediátrico do auscultador.



O **lado pediátrico** pode ser convertido numa **campânula aberta**. Basta remover o diafragma de peça única e substituí-lo por um aro de membrana antifrio.



A **campânula aberta** pode ser coberta com o pequeno diafragma, para impedir a entrada de sujidade e detritos.



O **tubo com lúmen duplo** combina duas vias sonoras num tubo, eliminando o ruído de fricção criado pelos tubos duplos tradicionais



Isentos de látex de borracha natural ou plastificantes à base de ftalatos, os tubos de nova geração proporcionam uma duração superior, com maior resistência aos óleos da pele e ao álcool e menor probabilidade de ficarem manchados.



Garantia de sete anos



Littmann®
Estetoscópios
www.littmann.pt



Escolha a sua combinação perfeita.

Com dezenas de combinações de cores e acabamentos à sua escolha, poderá personalizar verdadeiramente o seu Estetoscópio 3M® Littmann® ao seu estilo.



3M
Littmann®
Estetoscópios



Distribuidor Autorizado 2019

ResteloVida, Cuidados de Saúde, Lda

Rua Duarte Pacheco Pereira, 5 A/B
1400.139 Lisboa

Tel. 213 019 207 info@estetoscópio.pt